



Nous trouvons pour vous  
la solution optimale.



Le Flex Vac Pro de Sebio permet d'effectuer des filtrations en série de manière simple et rapide. La variabilité des systèmes est quasi illimitée. Le nombre de places d'aspiration, la taille des entonnoirs et le type de pièces de raccordement sont variables et tout cela est adapté aux besoins du client.

En raison des besoins différents de la clientèle au cours des dernières années, nous avons produit une rampe d'essai comprenant différentes possibilités. Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter ; nous vous apporterons la rampe d'essai afin que vous puissiez la tester sur place au laboratoire.



## Données techniques

- Versions standard disponibles avec 1, 3, 6 ou 10 stations
- Volumes des entonnoirs 100 ml, 250 ml ou 500 ml
- Grille support de 25 mm de Ø ou fritté en acier de 50 mm de Ø disponibles (autres diamètres possibles sur demande)
- Autoclavable

## Service & Prestations

- **Si vous avez besoin de nouveaux frittés en acier, de joints PTFE ou de vannes à bille, contactez-nous. Toutes les pièces pour les systèmes de filtration sont disponibles individuellement.**
- **Depuis notre portefeuille de produits, nous vous proposerons les papiers filtres ou membranes correspondants.**

Informations de commande :

Systèmes de filtration			
SEASR001	Station d'aspiration	1- poste	100 ml
SEASR001-5	Station d'aspiration	1- poste	500 ml
SEASR003	Station d'aspiration	3 - postes	100 ml
SEASR003-5	Station d'aspiration	3 - postes	500 ml
SEASR006	Station d'aspiration	6 - postes	100 ml
SEASR006-5	Station d'aspiration	6 - postes	500 ml
SEASR010	Station d'aspiration	10 - postes	100 ml
SEASR010-5	Station d'aspiration	10 - postes	500 ml

Pièces de rechange pour systèmes de filtration	
SE001	Entonnoir 100 ml
SE250	Entonnoir 250 ml
SE005	Entonnoir 500 ml
6011	Fritté en acier inoxydable 50 mm
6133	Joint plat PTFE 50 mm
245124	Grille support 25 mm
st191205	Joint plat PTFE 25 mm






## Utilisez-vous le bon papier filtre ?


De notre partenaire Hahnemühle FineArt, nous vous fournissons des papiers filtres aux bandes rouges bien connues.

**Nous serons ravis de vous proposer des découpes et réalisations spéciales selon vos besoins à des conditions raisonnables.**



## Travaillez-vous avec des milieux de gélose ou disques de carton imprégnés de milieux de culture ?

De notre partenaire Dr. Möller & Schmelz, nous vous fournissons les disques de carton imprégnés de milieux de culture et les milieux de gélose populaires.



## À la recherche de la bonne colonne pour la séparation de protéines ?

De notre partenaire TOSOH BIOSCIENCE, nous vous fournissons les colonnes populaires TSKgel® et fluides TOYOPEARL®.



**Sebio GmbH**

**Gewerbestrasse 10 | 4450 Sissach**

**Telefon 061 971 83 44 | Fax 061 971 83 45**

**info@sebio.ch | www.sebio.ch**